



STA[®]-Staclo[®] APC-R



Um ensaio para a detecção de Resistência
a Proteína C ativada confiável e simples

Relevância para o diagnóstico




A resistência à proteína C ativada (RPCA) é um distúrbio trombótico congênito observado com mais frequência na população caucasiana. A RPCA deve-se essencialmente a um defeito genético no Factor V (Factor V Leiden), que o torna insensível à ação do seu inibidor natural: a Proteína C Ativada.

STA®-Staclot® APC-R: um ensaio confiável

- Ensaio de segunda geração (um teste por paciente)
- Sem necessidade de determinação do ratio
- Controles normais e patológicos inclusos
- Ensaio totalmente automático

STA®-Staclot® APC-R: confiabilidade



- Boa correlação com a biologia molecular
- Excelente reprodutibilidade
- Insensível aos tratamentos com anticoagulantes
 - VKA
 - Heparinas (HNF e HBPM até 1 UI/mL)
- Independente dos níveis de Proteína C e Proteína S de amostra



*Um diagnóstico
seguro e confiável*

STA®-Staclot® APC-R: apresentação

- Kit com: 4 x 2 mL
- 2 níveis de controle de qualidade: 2 x 2 x 1 mL
- N° Cat.: 00721

Registro ANVISA N°: 80102510358