

My
Quality **Solutions**

Excellence
is in our blood.



Uma oferta única para uma
estratégia eficaz de gestão da
qualidade


Stago

Diagnostics is in our blood.

Stago Data Manager e CQI*

A Stago registra mais de 250 milhões de resultados de CQ por ano, oferecendo um painel de CQI completo com gerenciamento automatizado avançado graças aos módulos de CQI dedicados nos Stago Data Managers.

Melhore o monitoramento da qualidade


- Comparar as tendências dos resultados de CQI de diferentes instrumentos
- Exibição de todos os níveis no mesmo Levey-Jennings
- Refine sua análise com as regras Westgard
- Gerenciar lotes de CQ no modo de avaliação e definir metas e desvios padrão específicos do local
- Gerar relatórios profissionais para auxiliar nas auditorias de qualidade



Automatizar totalmente o fluxo de trabalho

- Reagentes e CQ com código de barras
- Validação automática
- Automatize e verifique a precisão e a exatidão dos testes com ferramentas de credenciamento inteligentes

*CQI: Controle de Qualidade Interno



ExpertCor

Reduzir a necessidade de coleta de amostras e otimizar a determinação do intervalo de referência local por meio da aplicação do princípio da transferência**.

Confiança e conveniência

- Uma variedade de conjuntos de plasma congelado, abrangendo toda a faixa de medição para rotina¹ (TP/INR, TTPa, Fibrinogênio), DDi², HNF³ e HBPM⁴
- Pode ser usado para demonstrar a comparabilidade do ensaio
- Amostras prontas para uso, descongeladas em menos de 5 minutos
- Para as redes hospitalares integradas (IHNs), as amostras pareadas facilitam as comparações entre os sites

**Diretriz E28-A3c do CLSI, Definição, estabelecimento e verificação de intervalos de referência no laboratório clínico (Seção 10: Transferência)
Apenas para uso em laboratório - Não para uso em procedimentos de diagnóstico: [1: Somente Canadá] / [2, 3, 4: Somente EUA e Canadá somente para uso em pesquisa - Não para uso em procedimentos de diagnóstico: Europa resto do mundo

sthemE Qualiris

Com mais de 1.300 participantes em todo o mundo, o sthemE Qualiris é um programa de Avaliação Externa da Qualidade (EQA) credenciado pela ISO-17043.

Testes de proficiência confiáveis


- Estimar o desempenho global do laboratório com uma análise completa
- Permitir maior confiança, garantindo precisão do sistema
- Compare seu laboratório em vários níveis

Solução que economiza tempo e custos

- O alerta antecipado permite uma ação corretiva rápida
- O exame de simulação para o seu EQA nacional apoia acreditação

Gerenciamento ideal de QC

- Somente conexão com a Internet (segura e confidencial)
- Fácil de interpretar com indicadores coloridos



sthemE Expert QC**

O sthemE Expert QC é um programa de comparação de CQI em tempo real, com estatísticas robustas e um histórico confiável com mais de 2.400 instrumentos e 15 milhões de resultados em 2023

Gerenciamento fácil

Interface intuitiva, relatórios personalizados e acesso a partir de qualquer dispositivo conectado

Resultados confiáveis

Conformidade com padrões, comparações globais e análise em vários níveis


Gerenciamento sem estresse

Suporte especializado, estatísticas precisas e relatórios claros

Solução econômica

Deteção precoce de tendências e redução de intervenções desnecessárias

***Esse serviço também está disponível com o nome My Expert QC






Meta




Materiais



Referência



Frequência

 <p>Internal Quality Control</p> <p>Ampla gama de plasmas testados para controle diário da qualidade da coagulação</p>	<p>PRECISÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> Avaliação do desempenho analítico e da consistência de seu sistema de testes (reagentes+ instrumentos) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 níveis de CQ testado Materiais de CQ de rotina e/ou especiais Material multiparamétrico 	<ul style="list-style-type: none"> Autoavaliação Faixas do fabricante ou faixas estabelecidas pelo laboratório 	<ul style="list-style-type: none"> Diariamente
 <p>Comparação em tempo real do grupo de pares com base na análise estatística dos resultados do controle de qualidade interno</p>	<p>PRECISÃO RELATIVA</p> <p>Desempenho relativo e viés dos resultados de seu laboratório em comparação com os de seus pares</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seus resultados habituais de controle de qualidade interno 	<ul style="list-style-type: none"> Grupo de pares Autoavaliação 	<ul style="list-style-type: none"> Tempo real
 <p>Programa de avaliação de qualidade externa com certificação ISO 17043</p>	<p>ACURÁCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificação independente e cega do desempenho analítico de seu laboratório Plasmas associados a estudos de casos clínicos 	<ul style="list-style-type: none"> Teste cego Semelhante às amostras de pacientes Vários níveis de concentração desconhecidos 	<ul style="list-style-type: none"> Grupo de pares 	<ul style="list-style-type: none"> Periodicamente
 <p>Ampla variedade de plasmas congelados para otimizar seus processos de comparabilidade de ensaios</p>	<p>CORRELAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificação da conformidade do sistema Aplicação do princípio de transferência CLSI EP28-A3c para faixas de intervalos locais 	<ul style="list-style-type: none"> Amostras de plasma que abrangem toda a faixa de medição de cada parâmetro 	<ul style="list-style-type: none"> Autoavaliação Critérios de aceitação do fabricante 	<ul style="list-style-type: none"> Periodicamente
 <p>Stago Data Manager</p> <p>Excelência alcançada em uma única etapa</p>	<p>CENTRALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> Eficiência operacional com visualizações consolidadas Fluxo de trabalho de laboratório simplificado com regras automatizadas e especializadas Projetado de forma inteligente com experiência incorporada em coagulação 	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas Stago 	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas Stago 	<ul style="list-style-type: none"> Tempo real